




# Bain-marie



## Technical characteristic

- Régulateur PID avec Auto-ajustement qui permet une régulation précise.
- Plage de température (Ambient T + 5°C - 70°C) sans couvercle.
- Plage de température (T Ambiante + 5°C - 100°C) avec couvercle.
- Uniformité de la température:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  à  $37,0^{\circ}\text{C}$ .
- Stabilité de la température :  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ .
- Capteur de température PT100 classe A.
- Isolation thermique laine de roche 30mm haute densité.
- Bain en INOX 304L
- Boîtier en acier avec traitement anti-corrosion et peinture époxy.
- Protection contre la surchauffe.

	WB-11	WB-17	WB-34
Volume (L)	11	17	34
Dimensions de bain (L x W x D mm)	170 x 320 x 200	260 x 320 x 200	530 x 320 x 200
Dimension extérieure (L x W x D mm)	270 x 400 x 230	320 x 400 x 230	600 x 420 x 230
Puissance (W)	500	700	1200
Alimentation	AC 220V	AC 220V	AC 220V
Poids(Kg)	10.8	18.6	27.3

Garantie de 2 ans



# Contact

---

Page Facebook : [facebook.com/rlabtn](https://facebook.com/rlabtn)

Site web: [www.rlab.tn](http://www.rlab.tn)

Bureau en tunisie:



Fixe:

+216 73 534 458

Mobile:

+216 93 413 441

Service technique :

[tech@rlab.tn](mailto:tech@rlab.tn)

service commercial:

[commercial@rlab.tn](mailto:commercial@rlab.tn)

Service d'information:

[info@rlab.tn](mailto:info@rlab.tn)